

Maleta demostración doble: descalcificación y ósmosis



Kit de conexión a grifo.
 2 Tubos de ensayo.
 Soporte tubos de ensayo.
 2 Erlenmeyer de 150 ml.
 Analizador de dureza.
 Descalcificador portátil desechable.
 Bote 150 cc precipitador 1. Demo drop crystal.
 Bote 150 cc precipitador 2. Demo drop green.
 Bote 150 cc solución jabonosa. Demo foam solution.
 Analizador de TDS electrónico.
 Precipitador por electrólisis avanzado WA.TEST (opcional).
 Reactivo determinación cloro.
 4 Dosificadores con cuentagotas.
 2 Electrodo de hierro WA.TEST (opcional).



| Código | Embalaje uds. | Descripción |
|--------|---------------|--|
| 269313 | 1 | Maletín demostración doble con WA.TEST |
| 269314 | 1 | Maletín demostración doble sin WA.TEST |



| Código | Embalaje uds. | Descripción |
|--------|---------------|--|
| 268208 | 1 | Precipitador electrolítico WA.TEST |
| 268203 | 1 | Transformador precipitador electrolítico WA.TEST |



| Código | Embalaje uds. | Descripción |
|--------|---------------|---------------------------------------|
| 714403 | 1 | Portacartuchos demo + cartucho resina |
| 766100 | 1 | Cartucho resina 10" |



| Código | Embalaje uds. | Descripción |
|--------|---------------|--|
| 270800 | 1 | Soporte para 2 tubos de ensayo en metacrilato transparente |



| Código | Embalaje uds. | Descripción |
|--------|---------------|--|
| 270600 | 2 | Tubo de ensayo en plástico transparente 15x100 para demostración |



| Código | Embalaje uds. | Descripción |
|--------|---------------|---|
| 704500 | 2 | Erlenmeyer cristal 100 ml para demostración de jabón en agua descalcificada. Incluye tapones. |